



Sistema di  
cartucce modificato

COOOO SÌ SUPER CON FUTAR®

REGISTRAZIONE OCCLUSALE



KETTENBACHDENTAL  
Simply intelligent



# FUTAR® – SEMPLICEMENTE IMPRESSIONANTE!

## Registrazione oclusale

La famiglia di prodotti **Futar®** comprende sette diversi materiali per la registrazione oclusale a base di silicone A, per l'esatta registrazione delle condizioni oclusali.

### SUPER IN QUALITÀ

- Per registrazioni oclusali precise

### SUPER GRAZIE ALLA VERSATILITÀ

- Potete scegliere tra durezza finali elevate e ultraelevate, nonché tra diversi tempi di lavorazione!

### SUPER IN AFFIDABILITÀ E CONTINUITÀ

- Provato e testato molte volte con qualità sempre affidabile

**Non accettate compromessi nella  
registrazione oclusale!**



# FUTAR® – PANORAMICA DEI VANTAGGI

## Futar® / Futar® Fast:

- Elevata durezza finale (Shore-A 90)
- Flessibilità di lavorazione: facile da tagliare con il bisturi
- Disponibile anche in versione a presa rapida per un maggiore comfort del paziente!



## Futar® Easy / Futar® Easy Fast:

- Elevata durezza finale (Shore-A 90)
- Bassa resistenza al morso
- Facile da tagliare con il bisturi
- Disponibile anche in versione a presa rapida
- Poca forza per l'erogazione – facilmente applicabile



La famiglia di prodotti  
Futar® offre ancora di più:



## Futar® D / Futar® D Fast:

- Durezza finale ultraelevata (Shore-D 43)
- Ottima lavorabilità con la fresa
- Disponibile anche come variante Fast: per un maggiore comfort del paziente!



## Futar® D Slow:

- Durezza finale ultraelevata (Shore-D 43)
- Tempo di lavorazione extra- lungo per applicazioni complesse, ad es. per la registrazione oclusale miocentrica, il fissaggio di pilastri per impronta o la riproduzione individuale dei margini
- Impiego versatile anche nel laboratorio



- Risultati esatti grazie alle eccellenti caratteristiche di fluidità
- La bassa elasticità riduce l'effetto gommoso nell'attribuzione dei modelli
- Le parti in eccesso possono essere comodamente rimosse

**APPLICAZIONE  
SEMPLICE,  
PULITA E  
RAPIDA!**










# FUTAR® – LA FAMIGLIA AD ALTE PRESTAZIONI

## Arcata dentale

 Materiale per registrazione oclusale	 Miscelazione	 Tempo di lavorazione a 23 °C	 Tempo di permanenza nel cavo orale	 Tempo di presa totale*	 Durezza (ca.) Shore
<b>Futar®</b>		30 s	90 s	<b>2:00 min</b>	A 90
<b>Futar® Easy</b>		30 s	90 s	<b>2:00 min</b>	A 90
<b>Futar® D</b>		30 s	90 s	<b>2:00 min</b>	D 43
<b>Futar® D Slow</b>		90 s	3:00 min	<b>4:30 min</b>	D 43

\* Tempo di presa totale (rimozione dal cavo orale) dall'inizio della miscelazione.

## Segmento

 Materiale per registrazione oclusale	 Miscelazione	 Tempo di lavorazione a 23 °C	 Tempo di permanenza nel cavo orale	 Tempo di presa totale*	 Durezza (ca.) Shore
<b>Futar® Fast</b>		15 s	45 s	<b>1:00 min</b>	A 90
<b>Futar® Easy Fast</b>		15 s	45 s	<b>1:00 min</b>	A 90
<b>Futar® D Fast</b>		15 s	45 s	<b>1:00 min</b>	D 43

\* Tempo di presa totale (rimozione dal cavo orale) dall'inizio della miscelazione.

**REGISTRAZIONE  
OCCLUSALE IN UN  
SOLO MINUTO!**



# FUTAR® – ASSORTIMENTO



Products	Normal pack 2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione, bianchi	Bonus pack 10 cartucce da 50 ml, 30 puntali di miscelazione, bianchi
<b>Futar®</b>	REF 11912	REF 28277
<b>Futar® Fast</b>	REF 11926	REF 28276
<b>Futar® Easy</b>	REF 11923	–
<b>Futar® Easy Fast</b>	REF 11924	–
<b>Futar® D</b>	REF 11932	REF 28278
<b>Futar® D Fast</b>	REF 11961	REF 28279
<b>Futar® D Slow</b>	REF 11951	–

Puntali di miscelazione	50 pezzi	100 pezzi
Puntali di miscelazione bianchi, ø 6,5 mm	REF 17234	REF 17235

Tutte le cartucce da 50 ml sono disponibili in un sistema di cartucce modificato.

## APPUNTI

---



---



---



---



---

Kettenbach GmbH & Co. KG  
Im Heerfeld 7  
35713 Eschenburg · Germany  
Phone +49 (0)2774 7050  
info@kettenbach.com  
www.kettenbach-dental.it



062795\_0525



**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent